

# PHILIPS

## AVENT

Succhietti  
trasparenti

3-6 m



SCF124/01



## Anatomico

Design elegante e look trasparente.

Le tettarelle AVENT, anatomiche, piatte e simmetriche, non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive. Tutti i succhietti AVENT sono in silicone, inodore e insapore. I colori possono variare.

### **Tettarella ortodontica**

- Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

### **Inodore e insapore**

- Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

### **Igiene**


- Cappuccio protettivo

### **Sicurezza**

- Anello di sicurezza

## In evidenza

### Anello di sicurezza



Per togliere il succhietto facilmente ogni volta che vuoi

### Cappuccio protettivo



Per mantenere pulite e protette le tettarelle sterilizzate

## Specifiche

### Paese di origine

Inghilterra

### Contenuto della confezione

Succhietti in silicone: 2 pz.

Cappuccio protettivo: 2 pz.

### Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi

