

PHILIPS

AVENT

Dávkovač sušeného mléka

3 dávky



SCF135/06



Ideální pro cestování

Bez BPA

Tato miska pojme 3 předem naměřené dávky sušeného mléka v oddělených přihrádkách. Když chcete dítě nakrmit, stačí jako obvykle nasypat mléko do převařené ochlazené vody v kojenecké lahvi. Po vyjmutí vnitřní části slouží jako miska nebo zásobník.

Výhody a funkce:

- Pojme dostatek náhradní stravy pro tři krmení o obsahu 260 ml
- Celý dávkovač lze sterilizovat, používat v mikrovlnné troubě a mýt v myčce
- Vnitřní část lze vyjmout

Přednosti

Lze přeměnit na praktický pohárek na svačinku



Vnitřní část lze vyjmout a přeměnit tak dávkovač na praktickou misku na potravu.

Pojme dostatek náhradní stravy pro tři krmení o obsahu 260 ml



Dávkořač sušeného mléka Philips Avent pojme 3 předem naměřené dávky sušeného mléka – ideální pro cestování

Vhodné pro sterilizaci, do mikrovlnné trouby a myčky na nádobí

Všechny součásti je možné snadno a rychle vyčistit pomocí sterilizace, mikrovlnné trouby a myčky

Specifikace

Co je součástí

Dávkořač sušeného mléka: 1 ks

Materiál

Bez BPA*: Ano

Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců, 0–6 měsíců

