

# PHILIPS

## AVENT

Milchpulverspender

3 Mengen



SCF135/06



## Ideal für Reisen

BPA-frei

Dieser Artikel hat in separat abgeteilten Kammern genug Platz für drei vorher abgemessene Mengen Milchpulver. Wenn es Zeit zum Füttern ist, müssen Sie das Milchpulver nur in die vorher mit abgekochtem, gekühltem Wasser gefüllte Flasche füllen. Wenn Sie den separaten Einsatz herausnehmen, können Sie den Milchpulverspender als Schale oder Behälter verwenden.

### **Vorteile und Produktmerkmale:**

- Fasst ausreichend Milchpulver für drei 260 ml-Portionen
- Der gesamte Spender ist sterilisierbar, mikrowellen- und spülmaschinenfest
- Der innere Teil lässt sich entnehmen

## Besonderheiten

### Wird zum praktischen Vorratsbecher



Durch Entnehmen des inneren Teils wird er zum praktischen Vorratsbecher

### Fasst ausreichend Milchpulver für drei 260 ml-Portionen



Der Philips Avent Milchpulverspender fasst drei abgemessene Portionen Milchpulver – ideal für unterwegs

### Sterilisierbar, mikrowellen- und spülmaschinenfest

Alle Teile können sterilisiert werden, sind mikrowellenfest und für eine leichtere Reinigung auch spülmaschinenfest

## Daten

### Lieferumfang

Milchpulverspender: 1 Stck.

### Ursprungsland

Malaysia

### Material

BPA-frei\*

### Entwicklungsstufen

Schlafphasen: 0 bis 6 Monate, 0 bis 6 Monate

