

# PHILIPS

## AVENT

Dosificador de leche  
en polvo

3 dosis

SCF135/07



## Ideal para viajar

Sin BPA

Esta unidad permite cargar tres dosis de leche en polvo en compartimientos separados. Para alimentar a su bebé, sólo tiene que colocar la leche en polvo dentro del biberón con agua previamente hervida. Extraiga los compartimientos internos para usar como tazón o recipiente.

### Ventajas y características:

- El divisor interno puede extraerse
- Todas las piezas del dosificador pueden esterilizarse y son aptas para microondas y lavavajillas
- Capacidad suficiente para tres dosis de leche de fórmula en polvo de 260 ml

## Destacados

### Se convierte en un práctico vaso



El divisor interno puede extraerse para convertirlo en un práctico vaso

### Capacidad para tres dosis de leche de fórmula de 260 ml



El dosificador de leche en polvo de Philips Avent tiene capacidad para 3 dosis premedidas de leche en polvo y es ideal para viajar

### Esterilizable, apto para microondas y lavavajillas

Se limpia con rapidez: todas las piezas son esterilizables y aptas para microondas y lavavajillas

## Especificaciones

### País de origen

Malasia: Y

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses, 0 a 6 meses

### Material

Sin BPA\*: Y

### Contenido

Dosificador de leche en polvo: 1 piezas

