

Philips AVENT  
Garde-tétine de voyage



SCF139/02

Pour conserver vos tétines AVENT stérilisées pendant 24 heures

Idéal en déplacement

Très utile pour conserver vos tétines stérilisées jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour nourrir votre bébé.

**Avantages et caractéristiques :**

- Idéal en déplacement

PHILIPS  
AVENT

# Caractéristiques

## Pays d'origine

- Angleterre

## Inclus

- Capuchon: 2 Pièce(s)

- Bagues d'étanchéité: 2 Pièce(s)
- Bases d'étanchéité: 2 Pièce(s)

## Étapes de développement

- Étapes: 0-6 mois, 0-6 mois, 6-12 mois



Date de publication  
2014-02-19

Version: 6.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)