

PHILIPS

AVENT

Portatettarelle

SCF139/02



Mantiene le tettarelle Philips Avent sterilizzate per 24 ore Il portatettarelle ideale per i viaggi

Il portatettarelle da viaggio Philips Avent SCF139/02 è utilissimo per mantenere le tettarelle sterili fin quando non ti serviranno per il tuo bimbo.

Vantaggi e caratteristiche:

- Perfetto per i viaggi

Specifiche

Contenuto della confezione

Bicchierino: 2 pz.

Ghiere: 2 pz.

Base di chiusura: 2 pz.

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi, Da 0 a 6 mesi, Da 6 a 12 mesi

