

PHILIPS

AVENT

Discos selladores
para mamaderas

Accesorios para mamaderas

SCF143/06



Para guardar fácilmente comida o leche

Ideal para almacenar y congelar leche materna y comida

Los discos selladores Philips Avent transforman cualquiera de las mamaderas Philips Avent en recipientes para leche materna o alimentos. También son compatibles con nuestras mamaderas Classic y Natural, y no contienen BPA.

Almacene fácilmente leche y alimentos

- 6 discos selladores para guardar leche materna o alimentos
- Ideal para almacenar leche materna
- Escriba la fecha de almacenamiento en el disco

0% de BPA (sin bisfenol A)

- Los discos selladores de Philips Avent son libres de BPA

Destacados

6 discos selladores


Almacene fácilmente leche y alimentos en la mamadera Philips Avent. Cierre la mamadera con el disco sellador.

Ideal para almacenar leche materna



El disco sellador le permite almacenar o enfriar leche materna sin derrames. Tenga en cuenta que el disco sellador se debe usar con el anillo adaptador Philips Avent para evitar derrames.

Escriba la fecha en el disco



Puede escribir la fecha de extracción o congelación en el disco sellador. Organice fácilmente su leche materna o la comida del bebé.

Disco sin BPA



Los discos selladores de Philips Avent están hechos con polipropileno (PP) y elastómero termoplástico (TPE), dos materiales libres de BPA.

Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Material

Elastómero termoplástico (TPE)
Sin BPA*

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Funciones

Fácil de usar: Escriba la fecha en el disco, Sin derrames

Fácil de guardar: Almacene y congele la leche y la comida

Contenido

Disco sellador para almacenar leche:
6 piezas

