

PHILIPS

AVENT

Tætningskiver til
sutteflaske

Flasketilbehør

SCF143/06



Nem opbevaring af mælk og mad

Ideel til opbevaring og nedfrysning af modermælk eller mad

Philips Avent-tætningskiver omdanner alle Philips Avent-sutteflasker og -bægre til mælke- og madbeholdere. De er kompatible med vores Natural- og Classic-sutteflasker, og de er uden BPA.

Opbevar nemt din mælk og mad

- 6 forseglingsdiske til opbevaring af brystmælk eller mad
- Ideel til nedfrysning af modermælk
- Skriv datoen på disk ved opbevaring

0 % BPA (Bisphenol A-fri)

- Philips Avent-foseglingdiske er BPA-fri

Vigtigste nyheder

6 forseglingsdiske


Nem opbevaring af mælk og mad i Philips Avent-flasken. Luk flasken med forseglingsdisken.

Ideal til nedfrysning af modermælk



Forseglingsdisken gør det muligt at gemme eller fryse din værdifulde modermælk uden lækager. Husk, at forseglingsdisken skal bruges sammen med Philips Avent-adaptringen i for at undgå lækage.

Skriv dato på disken



Du kan skrive datoen for udmalkning eller nedfrysning på forseglingsdisken. Organiser nemt brystmælk eller babymad.

BPA-fri skive



Philips Avent-forseglingsdiske er fremstillet af polypropylen (PP) og termoplastisk elastomer (TPE), to BPA-fri materialer.

Specifikationer

Oprindelsesland

England

Materiale

Termoplastisk elastomer (TPE)

BPA-fri*

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

Funktioner

Brugervenlig: Skriv dato på disken, Ikke-lækkende

Nem opbevaring: Gem/nedfrys mælk og mad

Hvad følger med

Forseglingsdisk til opbevaring af mælk: 6 stk.

