

PHILIPS

AVENT

Disques d'étanchéité
pour biberon

Accessoires pour biberons

SCF143/06



Conservation facile du lait ou de la nourriture

Idéal pour conserver ou congeler du lait maternel ou de la nourriture

Les disques d'étanchéité Philips Avent transforment tous les biberons Philips Avent en pots de conservation pour lait maternel et autres aliments. Compatibles avec nos biberons Natural et Classic.

Conservez facilement le lait et la nourriture

- 6 disques d'étanchéité pour conserver du lait maternel ou de la nourriture
- Parfait pour congeler le lait maternel
- Écrivez la date sur le disque pour la conservation

Points forts

6 disques d'étanchéité


Conservez facilement votre lait et votre nourriture dans un biberon Philips Avent. Scellez le biberon avec le disque d'étanchéité.

Parfait pour congeler le lait maternel



Le disque d'étanchéité vous permet de conserver ou de congeler votre lait maternel sans risque de fuite. Notez qu'il doit être utilisé avec la bague d'adaptation Philips Avent pour éviter les fuites.

Écrivez la date sur le disque



Vous pouvez écrire la date d'expression ou de congélation sur le disque d'étanchéité. Triez facilement le lait maternel ou la nourriture de votre bébé.

Caractéristiques

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Élastomère thermoplastique (TPE)

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

Fonctions

Facile d'utilisation: Écrivez la date sur le disque, Pas de fuite

Rangement facile: Stockage/congélation du lait et autres aliments

Inclus

Disque d'étanchéité pour la conservation du lait: 6 Pièce(s)

