

PHILIPS

AVENT

Diskovi za zatvaranje
bočice za hranjenje

Dodatna oprema za bočice

SCF143/06



Jednostavno spremanje mlijeka i hrane

Idealan za spremanje i zamrzavanje izdojenog mlijeka ili hrane

Philips AVENT diskovi za zatvaranje pretvaraju sve Philips AVENT bočice za hranjenje u spremnike za izdojeno mlijeko i hranu. Kompatibilni su s našim bočicama Natural i Classic te ne sadrže BPA.

Jednostavno spremanje mlijeka i hrane

- 6 diskova za zatvaranje omogućavaju spremanje izdojenog mlijeka ili hrane
- Idealno za zamrzavanje izdojenog mlijeka
- Na disku zapišite datum prilikom spremanja

0% BPA (ne sadrži bisfenol A)

- Philips AVENT diskovi za zatvaranje ne sadrže BPA

Istaknute znač.

6 diskova za zatvaranje


Jednostavno spremajte mlijeko i hranu u Philips AVENT bočici. Bočicu zatvorite diskom za zatvaranje.

Idealno za zamrzavanje izdojenog mlijeka



Disk za zatvaranje omogućava spremanje ili zamrzavanje dragocjenog izdojenog mlijeka, bez curenja. Imajte na umu da se disk za zatvaranje mora upotrebljavati s Philips AVENT adapterskim prstenom kako bi se spriječilo curenje.

Na disku zapišite datum



Na disk za zatvaranje možete napisati datum izdavanja ili zamrzavanja. Jednostavno organizirajte izdojeno mlijeko ili hranu za bebū.

Disk koji ne sadrži BPA



Philips AVENT diskovi za zatvaranje napravljeni su od polipropilena (PP) i termoplastičnog elastomera (TPE) – dva materijala koja ne sadrže BPA.

Specifikacije

Država podrijetla

Engleska

Materijal

Termoplastični elastomer (TPE)
Ne sadrži BPA*

Faze razvoja

Faze: 0 – 6 mjeseci

Funkcije

Jednostavnost uporabe: Na disku zapišite datum, Bez curenja

Jednostavno spremanje:
Spremanje/zamrzavanje mlijeka i hrane

Što se nalazi u paketu

Disk za zatvaranje posude za spremanje izdojenog mlijeka: 6 kom.

