

PHILIPS

AVENT

Тренировочные сосиски

12 мес+

Зеленый

2 шт. в упаковке

SCF147/82



Твердый носик

С Волшебным носиком ребенку трудно пролить и удобно пить

Твердые носики Philips AVENT созданы для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание.

Идеальны для малышей с прорезывающимися зубками

- Твердый носик

Ребенок сам контролирует поток

- Запатентованный клапан против проливания

Максимальное удобство

- Сменные

Характеристики

Страна изготовления

Англия: Да

В комплект входят:

Твердый носик: 2 шт.

Этапы взросления

Возраст: 12 мес. +

