

PHILIPS

AVENT

Protector de
pezones

Mediano (21 mm)

2 piezas

SCF156/01



Prolongue el período de lactancia

Cuidado de las mamas, protege los pezones doloridos

El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent se fabricó con silicona ultrafina, suave, inodora e insípida que protege los pezones doloridos o con grietas durante la lactancia.

Evita los pezones doloridos y agrietados durante la lactancia

- Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Ayuda a entregarle leche materna a su bebé por más tiempo

- De sujeción fácil para su bebé
- Hecho de silicona ultrafina, libre de olor y sabor
- Ergonomía que permite el contacto directo de la piel con el bebé

Destacados

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Los protectores de pezones Philips Avent están diseñados solo para los pezones sensibles o agrietados y deben utilizarse por recomendación de un profesional de la salud.

De sujeción fácil para su bebé

Su bebé puede sostenerse fácilmente a través de la protección y crear un sello.

Hecho de silicona ultrafina

Los protectores de pezones Philips Avent están hechos con silicona ultrafina, libre de olor y sabor.

Ergonomía que permite el contacto directo de la piel con el bebé

El bebé puede sentir y oler la piel de la mamá sin dejar de estimular la salida de leche mientras succiona. Una vez que los pezones estén curados, el bebé podrá volver a tomar directamente del pecho sin complicaciones.

Especificaciones

País de origen

Reino Unido

Contenido

Pezonera estándar: 2 piezas

Peso y dimensiones

Diámetro: 21 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Diseño

Permiten al bebé sentir su piel

Permiten al bebé oler su piel

Fácil de usar

Sanan mientras continúa amamantando

Funciones

Sujeción fácil: Silicona ultrafina

Material

Protector de pezones: Sin BPA*, Silicona

