

PHILIPS

AVENT

아벤트(AVENT) 유두
보호기(일반형)

일반형

SCF156



모유수유의 지속을 도와줌

쓰리고 갈라진 유두 보호 용품

필립스 아벤트 유두 보호기(SCF156/01)는 무미 무취의 얇고 부드러운 실리콘 재질로 만들어졌으며, 수유 중 쓰리고 갈라진 유두를 보호해줍니다.

모유 수유 시 쓰리고 갈라진 유두를 보호해줌

- 쓰리고 갈라진 유두 보호

장기적인 모유 수유에 도움

- 아기의 밀착이 쉬움
- 무미 무취의 얇고 부드러운 실리콘으로 제작
- 아기와 엄마의 피부 접촉이 가능한 모양

주요 제품

쓰리고 갈라진 유두 보호

필립스 아벤트 유두 보호기는 유두가 갈라지고 쓰린 증상이 있는 경우에만 담당 의사의 권고에 따라 사용할 수 있습니다.

아기와 엄마의 피부 접촉이 가능한 모양

아기가 젖을 빠는 동안 엄마의 살갓과 닿아 모유 공급을 자극할 수 있으며, 유두가 자연스럽게 아물고 나면 자연스럽게 모유 수유를 지속할 수 있습니다.

사양

원산지

영국

구성품

일반형 유두 보호기: 2 개입

크기 및 무게

직경: 21 mm

발달 단계

단계: 0 - 6개월

디자인

아기가 엄마의 피부를 느낌

아기가 엄마의 피부를 느낌

편리한 사용

수유를 중단하지 않고도 치유

기능

쉽게 밀착: 우수한 실리콘

재질

아벤트 유두 보호기: BPA 불포함*, 실리콘

