

PHILIPS

AVENT

Protector de
pezones

Mediano (21 mm)

2 piezas

SCF156/01



Prolongue el periodo de lactancia

Cuidado de las mamas, protege los pezones adoloridos

El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent está fabricado con silicona ultrafina, suave, sin sabor ni olor que protege los pezones adoloridos o con grietas durante la lactancia.

Evita los pezones adoloridos y agrietados durante la lactancia

- Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Ayuda a entregarle leche materna a su bebé por más tiempo

- Sujeción fácil para su bebé
- Hecho con silicona ultrafina, sin olor ni sabor
- Ergonomía que permite el contacto directo de la piel con el bebé

Destacados

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Los protectores de pezones de Philips Avent están diseñados solo para los pezones adoloridos o agrietados y deben utilizarse con la recomendación de un profesional de la salud.

Sujeción fácil para su bebé

Su bebé puede sujetarse fácilmente mediante el protector y crear un sello.

Hecho de silicona ultrafina

Los protectores de pezones de Philips Avent están hechos de silicona ultra fina, sin olor ni sabor.

Ergonomía que permite el contacto directo de la piel con el bebé

El bebé puede sentir y oler la piel de la mamá sin dejar de estimular la salida de leche mientras succiona. Una vez que los pezones estén curados, el bebé podrá volver a tomar directamente del pecho sin complicaciones.

Especificaciones

País de origen

Reino Unido: Y

Contenido

Pezonera estándar: 2 piezas

Peso y dimensiones

Diámetro: 21 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Diseño

Permite que su bebé sienta su piel: Y

Permite que su bebé huela su piel: Y

Fácil de usar

Sanación mientras se continúa la lactancia: Y

Funciones

Sujeción fácil: Silicona ultrafina

Material

Protector de pezones: Sin BPA*, Silicona

