

# PHILIPS

## AVENT

### Klassischer Schnuller

Für mehr Komfort

0 bis 6 Monate

Kiefergerecht und BPA-frei

Doppelpack



SCF169/46



## Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt Schnuller mit lustigen, farbenfrohen Tiermotiven

Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.

#### **Bequemer, weicher Silikonschnuller**

- 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an\*
- Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

#### **Qualitätsgeprüft**

- Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

#### **Sicherheit und Hygiene**

- Sicherheitsring für leichtes Entfernen
- Die aufsteckbare Hygienekappe hält den Schnuller Ihres Babys sauber.

#### **Leichte Reinigung**

- Einfach zu sterilisieren, für perfekte Hygiene

# Besonderheiten

## Annahme des Saugers



Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.\*

## Kiefergerecht geformter Sauger



Unser weicher Silikon-sauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähne Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

## Hergestellt im Vereinigten Königreich




Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.\*

## Sicherheitsring



Mit unseren Sicherheitsringen können Sie den Schnuller Ihres Babys jederzeit einfach entfernen. Sogar kleine Hände können danach greifen!

## Aufsteckbare Hygienekappe



Wenn Sie den Schnuller nicht mehr benötigen, stecken Sie einfach die Kappe auf, bevor Sie ihn verwahren, damit der Sauger geschützt und sauber bleibt.

## Einfach zu sterilisieren



Die Reinigung des Schnullers ist ganz einfach. Legen Sie ihn in den Sterilisator oder tauchen Sie ihn in kochendes Wasser.

# Daten

## Lieferumfang

Klassischer Schnuller: 2 Stck.

## Sicherheit

Sicherheitsring  
BPA-frei

## Hygiene

Leichte Reinigung  
Kann sterilisiert werden  
Spülmaschinenfest

