

PHILIPS

AVENT

Chupetas Classic

0-6m

Ortodônticas e sem BPA

1 un.



SCF172/18



Chupeta ortodôntica para o máximo conforto

Decorações coloridas e alegres

As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips Avent respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do bebê. Todas as chupetas da Philips Avent são feitas de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.

Tetina ortodôntica

- Tetina simétrica colapsável

Sem sabor, nem cheiro

- Tetinas seguras de silicone

Segurança

- Argola de segurança

Higiene

- Tampa higiênica de encaixe
- Pode ser esterilizado
- Laváveis na máquina de lavar a loiça

Destques

Pode ser esterilizado



Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça



Laváveis na máquina de lavar a loiça

Especificações

País de origem

Alemanha

Inclui

Chupetas de Silicone: 2 unid.

Tampa higiénica de encaixe: 2 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses, 6 a 18 meses

Características

Pode ser esterilizado

Sem BPA

Ajuda a reconfortar o seu bebé

Tampa higiénica

