

PHILIPS

AVENT

Chupetas Moda

0-3m

Sem BPA

SCF172/20



Ortodôntica, sem BPA

Desenhos de animais coloridos para todas as idades.

As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips AVENT respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do bebé. Todas as chupetas da Philips AVENT são feitas de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.

Tetina ortodôntica

- Tetina simétrica colapsável

Sem sabor, nem cheiro

- Tetinas seguras de silicone

Higiene

- Cápsula protectora de encaixe

Segurança

- Argola de segurança

Especificações

País de origem

Inglaterra

Inclui

Chupetas de Silicone: 2 unid.

Cápsula protectora de encaixe: 2 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses

