

PHILIPS

AVENT

Chupetas Classic

6-18m

Ortodôntica, sem BPA



SCF172/22



Ortodôntica para o máximo conforto

Chupeta com designs coloridos e brilhantes

As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips AVENT respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do bebé. Todas as chupetas da Philips AVENT são feitas de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.

Tetina ortodôntica

- Tetina simétrica colapsável

Sem sabor, nem cheiro

- Tetinas seguras de silicone

Segurança

- Argola de segurança

Higiene

- Pode ser esterilizado
- Laváveis na máquina de lavar loiça

Destques

Pode ser esterilizado



Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar loiça



Laváveis na máquina de lavar loiça

Especificações

País de origem

Inglaterra

Inclui

Chupetas de silicone: 2 unid.

Tampa higiénica de encaixe: 2 unid.

Características

Pode ser esterilizado

Sem BPA

Ajuda a reconfortar o seu bebé

Tampa higiénica

Fases de desenvolvimento

Fases: 6 a 18 meses

