



#### Classic-tutti

- Mukava tutti
- 0-6 kk
- Anatominen, ei sisällä BPA:ta
- Kaksoispakkaus

SCF172/50

## Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

Värikäs kuviollinen tutti

Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.

#### Hyödyt

##### Mukavan pehmeä silikonitutti

- Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista\*
- Tukee lapsen hampaiden kehittymistä

##### Taattua laatua

- Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

##### Turvallisuus ja hygienia

- Turvarengas helpottaa käsittelyä
- Kiinninapsautettavan suojuksen ansiosta tutti on helppo pitää puhtaana

##### Helppo puhdistaa

- Voidaan helposti steriloida hygieeniseksi

**PHILIPS**

## Ominaisuudet

### Tutin hyväksyminen



Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

### Anatominen tutti




Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä niiden kasvaessa.

### Valmistettu Isossa-Britanniassa




Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.\*

### Turvarengas



Turvarengaan ansiosta tutti on helppo ottaa vauvan suusta. Ja vauva voi myös itse tarttua tuttiin pikkuisilla käsillään!

### Hygieeninen kiinninapsautettava suojus



Napsauta suojus paikalleen, kun tutti ei ole käytössä, jotta tuttiosa pysyy kunnossa ja puhtaana.

### Helppo steriloida



Tutin puhdistaminen on erittäin helppoa: käytä sterilisointilaitetta tai upota kiehuvaan veteen.

## Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

### Sisältö

Classic-tutti 2 kpl

### Turvallisuus

Turvarengas Kyllä  
Ei sisällä BPA:ta Kyllä

### Hygienia

Helppo puhdistaa Kyllä  
Voidaan steriloida Kyllä  
Konepesun kestävä Kyllä

### Pakkauksen mitat

Korkeus 11,50 cm  
Leveys 10,40 cm  
Syvyys 4,80 cm  
Nettopaino 0,02 kg  
Kokonaispaino 0,06 kg  
EAN 08710103658788  
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä 1

Alkuperämaa GB  
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi 392690

### Sisäpakkaus

Kuluttajapakkausten määrä 1  
GTIN/EAN 28710103830485

### Ulompi pakkaus

Pituus 17,10 cm  
Leveys 11,60 cm  
Korkeus 13,90 cm  
Kokonaispaino 0,39 kg  
EAN 18710103830488  
Kuluttajapakkausten määrä 6

- \* Maailman suosituin tuttimerkki
- \* Vaihda tutti säännöllisesti hygieniasyistä
- \* Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
- \* Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä
- \* Vuoden 2014 valmistaja



Oikeudet tietojen  
muutoksiin pidätetään.  
2017, Marraskuu 21

Version: 11.0.1  
EAN: 08710103658788

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)