

PHILIPS

AVENT

Avent Suzete clasice

Pentru confort esențial

6-18 luni

Ortodontică și fără BPA

Pachet de 2



SCF172/70



Concepută pentru nevoile zilnice de liniștire ale bebelușului

Suzetă cu design colorat și strălucitor

Satisface permanent nevoile esențiale de liniștire ale micuțului cu suzeta Classic Philips Avent. Disponibilă într-o serie de culori, tetina ortodontică și pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebelușului.

Tetină moale, comodă, din silicon

- Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Calitate asigurată

- Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Siguranță și igienă

- Inel de siguranță pentru îndepărtare ușoară
- Capacul de protecție cu aplicare rapidă menține suzeta bebelușului în stare curată

Ușor de curățat

- Ușor de sterilizat pentru igienă sporită

Repere

Tetina ortodontică



Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinții și gingiile bebelușului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată în Anglia



Poți avea siguranța că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

Inel de siguranță




Cu inelul de siguranță poți oricând să îndepărtezi ușor suzeta bebelușului. Chiar și mâinile mici pot să îl apuce!

Capac de protecție cu aplicare rapidă pentru păstrare igienică



Când suzeta nu este folosită, atașează capacul înainte de a o depozita pentru a păstra tetina curată și în siguranță.

Ușor de sterilizat



Suzetele normale și de tip Soothie ale celui mic sunt ușor de curățat: trebuie doar să le pui în sterilizator sau să le introduci în apă fiartă.

Specificații

Include

Suzetă Classic: 2 buc.

Siguranță

Mâner cu inel de siguranță

Fără BPA

Igienă

Ușor de curățat

Pot fi sterilizate

Lavabil în mașina de spălat vase

