

PHILIPS

AVENT

Пустышка серии Classic

Для комфорта и спокойствия

6–18 мес.

Ортодонтические, без бисфенола-А

2 шт. в упаковке



SCF172/70



Создано для комфортного ежедневного использования

Пустышка с ярким цветным дизайном

Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.

Удобная мягкая силиконовая соска

- Разработаны для естественного развития полости рта

Гарантия качества

- Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Безопасность и гигиена

- Ручка для безопасности и удобства
- Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

Легко чистится

- Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

Особенности

Ортодонтическая соска



Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Сделано в Великобритании



Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Ручка для безопасности



Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

Съемный колпачок для гигиеничности



Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.

Удобная стерилизация



Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

Характеристики

В комплект входят:

Пустышка серии Classic: 2 шт.

Безопасность

Кольцо-держатель для безопасности: Да

Без бисфенола-А: Да

Гигиеничность

Легко чистится: Да

Можно стерилизовать: Да

Можно мыть в посудомоечной машине: Да



* Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

* В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

* Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

* Производитель года — 2014