

PHILIPS

AVENT

Chupetes de ositos

6-18 meses

Sin BPA (bisfenol A)

SCF174/22



Forma anatómica sin BPA

El clásico en la gama: Teddy y sus amigos

Las tetinas anatómicas, flexibles y simétricas de Philips AVENT respetan el desarrollo natural del paladar del bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes de Philips AVENT son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores pueden cambiar.

Tetina anatómica

- Tetina de silicona anatómica

Sin olor y sin sabor

- Tetinas suaves de silicona

Higiene


- Cápsula protectora

Seguridad

- Anilla de seguridad

Destacados

Anilla de seguridad



Para quitar fácilmente el chupete Philips AVENT en cualquier momento

Cápsula protectora



Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad

Especificaciones

País de origen

UE: Sí

Qué incluye

Chupetes de silicona: 2 uds

Cápsula protectora: 2 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: De 6 a 12 meses

