

PHILIPS

AVENT

Šidítko Classic

Pro základní pohodlí

0–6 měsíců

Ortodontické a bez obsahu BPA

2 ks v balení

SCF182/12



Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí

Šidítko s barevnými zvířecími motivy

Šidítko Philips Avent Classic vám pomůže uklidnit dítě v kterékoli denní době. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte a je k dispozici v řadě barev.

Pohodlný jemný silikonový sosák

- 9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*
- Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Kvalita zaručena

- Vyrobeno v cenami ověřené továrně ve Velké Británii

Bezpečnost a hygiena

- Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí
- Zaklapávací krytka udržuje šidítko v čistotě.

Snadné čištění

- Snadná sterilizace pro větší hygienu

Přednosti

Přijetí dudlíku



Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*

Ortodontický dudlík



Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno ve Velké Británii




Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Bezpečnostní kroužek



Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých ručičkách.

Zaklapávací hygienická krytka



Když šidítko nepoužíváte, jednoduše před jeho uložením zaklapněte krytku, aby zůstalo v bezpečí a čistotě.

Snadná sterilizace



Udržování Soothies a šidítek vašeho miminka je snadné. Stačí je vložit do sterilizátoru nebo ponořit do vroucí vody.

Specifikace

Co je součástí

Šidítko Classic: 2 ks

Bezpečnost

Bezpečnostní kroužek: Ano

Bez BPA: Ano

Hygienické

Snadné čištění: Ano

Lze sterilizovat: Ano

Vhodné do myčky: Ano

