

Šidítko Classic

- Pro základní pohodlí
- 0–6 měsíců
- Ortodontické a bez obsahu BPA
- 2 ks v balení

SCF182/12

Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí

Šidítko s barevnými zvířecími motivy

Šidítko Philips Avent Classic vám pomůže uklidnit dítě v kterékoli denní době. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte a je k dispozici v řadě barev.

Výhody

Pohodlný jemný silikonový sosák

- 9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*
- Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Kvalita zaručena

- Vyrobeno v cenami ověřené továrně ve Velké Británii

Bezpečnost a hygiena

- Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí
- Zaklapávací krytka udržuje šidítko v čistotě.

Snadné čištění

- Snadná sterilizace pro větší hygienu

PHILIPS

Vlastnosti

Přijetí dudlíku



Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*

Ortodontický dudlík




Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno ve Velké Británii




Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Bezpečnostní kroužek



Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých ručičkách.

Zaklapávací hygienická krytka



Když šidítko nepoužíváte, jednoduše před jeho uložením zaklapněte krytku, aby zůstalo v bezpečí a čistotě.

Snadná sterilizace



Udržování Soothies a šidítek vašeho miminka je snadné. Stačí je vložit do sterilizátoru nebo ponořit do vroucí vody.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Co je součástí

Šidítko Classic 2 ks

Bezpečnost

Bezpečnostní kroužek Ano
Bez BPA Ano

Hygienické

Snadné čištění Ano
Lze sterilizovat Ano
Vhodné do myčky Ano

Rozměry balení

Výška 11,50 cm
Šířka 10,40 cm
Hloubka 4,80 cm
Čistá hmotnost 0,02 kg

Hrubá hmotnost 0,06 kg
EAN 08710103787211
Počet zahrnutých výrobků 1
Země původu GB
Kód harmonizovaných systémů 392690

Vnější obal

Délka 32,50 cm
Šířka 11,50 cm
Výška 13,00 cm
Hrubá hmotnost 0,74 kg
EAN 18710103787218
Počet spotřebitelských balení 12

- * Největší celosvětová značka šidítek
- * Z hygienických důvodů šidítka po každých 4 týdnech používání vyměňte
- * Výrobce roku 2014
- * Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012
- * Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.



Změna údajů vyhrazena
2019, Březen 28

Version: 8.0.1
EAN: 08710103787211

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com