

PHILIPS

AVENT

Classic-tutti

Mukava tutti

0-6 kk

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

Kaksoispakkaus

SCF182/13



Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

Värikäs eläinkuviollinen tutti

Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.

Mukavan pehmeä silikonitutti

- Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*
- Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taattua laatua

- Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Turvallisuus ja hygienia

- Turvarengas helpottaa käsittelyä
- Kiinninapsautettavan suojuksen ansiosta tutti on helppo pitää puhtaana

Helppo puhdistaa

- Voidaan helposti steriloida hygieeniseksi

Kohokohdat

Tutin hyväksyminen



Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Anatominen tutti



Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Valmistettu Isossa-Britanniassa




Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

Turvarengas



Turvarengaansa ansiosta tutti on helppo ottaa vauvan suusta. Ja vauva voi myös itse tarttua tuttiin pikkuisilla käsillään!

Hygieeninen kiinninapsautettava suoju



Napsauta suoju paikalleen, kun tutti ei ole käytössä, jotta tuttiosa pysyy kunnossa ja puhtaana.

Helppo steriloida



Soothie-tutin ja muiden tuttien puhdistaminen on erittäin helppoa: käytä sterilointilaitetta tai upota kiehuvaan veteen.

Tekniset tiedot

Sisältö

Classic-tutti: 2 kpl

Turvallisuus

Turvarengas

Ei sisällä BPA:ta

Hygienia

Helppo puhdistaa

Voidaan steriloida

Konepesun kestävä

