

# PHILIPS

## AVENT

### Chupete Classic

Para mayor comodidad

6-18 meses

Anatómico y sin BPA

2 unidades



SCF182/15



## Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé

### Gama completa de chupetes con una comodidad máxima

Ayuda a satisfacer las necesidades básicas de tu pequeño en todo momento con el chupete Philips Avent Classic. Disponible en una gama de colores, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.

#### **Tetina de silicona suave y cómoda**

- Diseñado para un desarrollo bucal natural

#### **Calidad asegurada**

- Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

#### **Seguridad e higiene**

- Anilla de seguridad para quitarlo fácilmente
- El capuchón ayuda a mantener limpio el chupete del bebé

#### **Fácil de limpiar**

- Fácil de esterilizar para una mayor higiene

## Destacados

### Tetina ortodóntica



Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

### Fabricado en Reino Unido



Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.\*

### Anilla de seguridad



Nuestra anilla de seguridad permite quitar fácilmente el chupete al bebé en cualquier momento. Incluso las manos más pequeñas pueden sujetarlo.

### Capuchón para mayor higiene



Cuando el chupete no está en uso, solo hay que poner el capuchón antes de guardarlo para mantener la tetina protegida y limpia.

### Fácil de esterilizar



Es fácil mantener los chupetes de tu bebé limpios: solo tiene que ponerlos en el esterilizador o sumergirlos en agua hirviendo.

## Especificaciones

### Qué incluye

Chupete Classic: 2 uds

### Seguridad

Anilla de seguridad

Sin BPA

### Higiene

Fácil de limpiar

Se puede esterilizar

Apto para lavavajillas

