

PHILIPS

AVENT

Kiefergerechter
Beruhigungssauger

Beruhigungssauger

0-6 Monate

SCF184/13



Zur Förderung einer gesunden Dentalentwicklung

Entwickelt mit dem anerkannten Kieferorthopäden Dr.
Hagemann

Hervorragende Philips AVENT kiefergerecht geformte Beruhigungssauger SCF184/13 zur Förderung einer gesunden Dentalentwicklung. Alle unsere Beruhigungssauger werden aus Silikon hergestellt und sind geschmacks- und geruchsneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.

Kiefergerecht geformter Sauger

- Einzigartige "Flügel"
- Speziell geformter Sauger

Hygiene

- Aufsteckbare Hygienekappe
- Kann sterilisiert werden
- Spülmaschinenfest

Geruchs- und geschmacksneutral

- Benutzerfreundliche Silikonsauger

Von IDHF bestätigt

- Dieses Produkt ist von IDHF bestätigt

Besonderheiten

Einzigartige "Flügel"



Kiefergerecht geformte Beruhigungssauger mit einzigartigen Flügeln minimieren den Druck auf das Zahnfleisch und wachsende Zähne. Durch die Flügel wird der Sauger breiter, sodass sich der Druck, der durch das Saugen Ihres Babys entsteht, gleichmäßiger verteilt wird und weniger Druck auf die einzelnen Zähne ausgeübt wird.

Speziell geformter Sauger



Der speziell geformte Sauger sorgt für eine natürliche Position von Babys Zunge.

Aufsteckbare Hygienekappe



Hält sterilisierte Sauger hygienisch sauber

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Der Philips AVENT Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.

Kann sterilisiert werden



Kann sterilisiert werden

Spülmaschinenfest



Spülmaschinenfest

Daten

Ursprungsland

Deutschland

Lieferumfang

Silikon-Beruhigungssauger: 1 Stck.
Aufsteckbare Hygienekappe: 1 Stck.

Eigenschaften

Kann sterilisiert werden
BPA-frei
Beruhigung Ihres Babys
Hygienekappe

Entwicklungsstufen

Entwicklungsstufen: 0 bis 6 Monate

