

PHILIPS

AVENT

Chupetes ortodónticos
avanzados

0-6 meses

SCF184/13



Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable

Diseñado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann

La avanzada tetina anatómica SCF184/13 de Philips AVENT está diseñada para favorecer un desarrollo bucal saludable. Todos nuestros chupetes son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores pueden cambiar.

Tetina anatómica

- "Alas" exclusivas
- Tetina con forma

Higiene

- Capuchón higiénico encajable
- Se puede esterilizar
- Aptos para lavavajillas

Sin olor y sin sabor

- Tetinas suaves de silicona

Aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental

- Este producto está aprobado por la Fundación Internacional de Salud Dental

Destacados

"Alas" exclusivas



Avanzada tetina anatómica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme por lo que se aplica menos presión en cada diente.

Tetina con forma



La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.

Capuchón higiénico encajable



Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad.

Tetinas suaves de silicona

La tetina de silicona de Philips AVENT no tiene sabor ni olor y es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.

Se puede esterilizar



Se puede esterilizar

Aptos para lavavajillas



Aptos para lavavajillas

Especificaciones

País de origen

Alemania

Qué incluye

Chupete de silicona: 1 uds

Capuchón higiénico encajable: 1 uds

Características

Se puede esterilizar

Sin BPA (bisfenol A)

Ayudan a aliviar a su bebé

Capuchón higiénico

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses

