

# PHILIPS

## AVENT

### Chupete Soothie Shapes

Diseño de silicona de una pieza

0-3m

Anatómicos y sin BPA

Pack de 2



SCF194/00



## Promueve el amamantamiento y el fortalecimiento de lazos

### Silicona flexible de tipo médico

El chupete Soothie Shapes de Philips Avent brinda otra manera de estrechar lazos con su bebé, ya que nuestro diseño exclusivo de una pieza le permite entregar la comodidad de su dedo. Soothie Shapes, fabricado con silicona de tipo médico, es fácil de limpiar.

#### Profesionales del área de la salud lo utilizan

- Distribuido en hospitales de los Estados Unidos

#### Solución de sujeción con un dedo

- Su diseño exclusivo permite el fortalecimiento de lazos

#### Tetina redonda y cómoda

- Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

#### Silicona de uso médico

- Fabricado con silicona duradera, de tipo médico y libre de BPA

#### Fácil de limpiar

- Fácil de esterilizar para una mayor higiene

## Destacados

### Utilizado en hospitales



Dado que los profesionales del área de la salud confían en los chupetes Soothie para calmar a los recién nacidos, estos chupetes se distribuyen en hospitales de los Estados Unidos\*.

### Forma exclusiva



Soothie Shapes es un poco diferente a nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le permite colocar su dedo en la tetina para ayudar a su bebé a succionar y así estrechar lazos con su pequeño.

### Tetina anatómica



Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

### Silicona de uso médico



El chupete está fabricado con silicona duradera, flexible de tipo médico y libre de BPA.

### Fácil de esterilizar



Es fácil mantener la limpieza de los soothies y chupetes de su pequeño: basta con ponerlos en el esterilizador o sumergirlos en agua hirviendo.

## Especificaciones

### Contenido

Chupete Soothie Shapes: 2 piezas

### Seguridad

Libre de BPA: Y

### Higiene

Fácil de limpiar: Y

Puede esterilizarse: Y

