

PHILIPS

AVENT

Klassischer Schnuller

Für mehr Komfort

6 bis 18 Monate

Kiefergerecht und BPA-frei

Doppelpack



SCF195/22



Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt Schnuller mit lustigen, farbenfrohen Tiermotiven

Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.

Bequemer, weicher Silikonschnuller

- Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Qualitätsgeprüft

- Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Sicherheit und Hygiene

- Sicherheitsring für leichtes Entfernen
- Die aufsteckbare Hygienekappe hält den Schnuller Ihres Babys sauber.

Leichte Reinigung

- Einfach zu sterilisieren, für perfekte Hygiene

Besonderheiten

Kiefergerecht geformter Sauger



Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähne Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Hergestellt im Vereinigten Königreich




Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Sicherheitsring




Mit unseren Sicherheitsringen können Sie den Schnuller Ihres Babys jederzeit einfach entfernen. Sogar kleine Hände können danach greifen!

Aufsteckbare Hygienekappe



Wenn Sie den Schnuller nicht mehr benötigen, stecken Sie einfach die Kappe auf, bevor Sie ihn verwahren, damit der Sauger geschützt und sauber bleibt.

Einfach zu sterilisieren



Die Reinigung des Schnullers ist ganz einfach. Legen Sie ihn in den Sterilisator oder tauchen Sie ihn in kochendes Wasser.

Daten

Lieferumfang

Klassischer Schnuller: 2 Stck.

Sicherheit

Sicherheitsring
BPA-frei

Hygiene

Leichte Reinigung
Kann sterilisiert werden
Spülmaschinenfest

