



Suzetă Classic

- Pentru confort esențial
- 6-18 luni
- Ortodontică și fără BPA
- Pachet de 2

SCF195/30

Concepută pentru nevoile zilnice de liniștire ale bebelușului

Suzetă cu designuri simpatice cu elefanți

Satisface permanent nevoile esențiale de liniștire ale micuțului cu suzeta Classic Philips Avent. Disponibilă într-o serie de culori, tetina ortodontică și pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebelușului.

Beneficii

Tetină moale, comodă, din silicon

- Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Calitate asigurată

- Realizată la centrul nostru premiat din Regatul Unit

Siguranță și igienă

- Inel de siguranță pentru îndepărtare ușoară

- Capacul de protecție cu aplicare rapidă menține suzeta bebelușului în stare curată

Ușor de curățat

- Ușor de sterilizat pentru igienă sporită

PHILIPS

Caracteristici

Tetină ortodontică



Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinții și gingiile bebelușului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată în Regatul Unit




Poți avea siguranța că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Regatul Unit.*

Inel de siguranță



Cu inelul de siguranță poți oricând să îndepărtezi ușor suzeta bebelușului. Chiar și mâinile micuțe pot să îl apuce!

Capac de protecție cu aplicare rapidă pentru păstrare igienică



Când suzeta nu este folosită, atașează capacul înainte de a o depozita pentru a păstra tetina curată și în siguranță.

Ușor de sterilizat



Suzetele celui mic sunt ușor de curățat: trebuie doar să le pui în sterilizator sau să le introduci în apă fiartă.

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Include

Suzetă Classic 2 buc.

Siguranță

Mâner cu inel de siguranță Da
Fără BPA Da

Igienă

Ușor de curățat Da
Pot fi sterilizate Da
Lavabil în mașina de spălat vase Da

Dimensiunile ambalajului

Înălțime 11,50 cm
Lățime 10,30 cm
Adâncime 4,80 cm
Greutate netă 0,05 kg
Greutate brută 0,05 kg
EAN 08710103694069
Număr de produse incluse 1

Țara de origine

GB

Cod sisteme armonizate

392690

Cutie interioară

Număr de ambalaje 4
Lungime 10,10 cm
Lățime 10,10 cm
Înălțime 12,30 cm
Greutate brută 0,24 kg
GTIN/EAN 28710103694063

Cutie exterioară

Lungime 32,60 cm
Lățime 11,60 cm
Înălțime 12,90 cm
Greutate brută 0,73 kg
EAN 18710103694066
Număr de ambalaje 12

- * Marca nr. 1 din lume de suzete
- * Din motive de igienă, înlocuiește tetinele după 4 săptămâni de utilizare
- * Gama noastră ajută mamele și bebelușii în orice etapă de dezvoltare
- * Producătorul anului 2014



Informație ce poate fi
modificată
2017, Decembrie 14
Version: 8.0.1
EAN: 08710103694069

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com