

PHILIPS

AVENT

Chupete Classic

0-6 m

Anatómicos y sin BPA

Pack de 2

SCF196



Anatómicos para máxima comodidad

Chupete con brillantes y coloridos diseños

Las tetinas flexibles, simétricas y anatómicas de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupetes Philips Avent están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.

Tetina anatómica

- Tetina flexible simétrica y anatómica

Higiene

- Pueden esterilizarse
- Apto para lavaplatos

Seguridad


- Anillo de seguridad

Inodoras e insípidas

- Tetinas blandas de silicona

Destacados

Anillo de seguridad



Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento

Tetina anatómica



Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas blandas de silicona



El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Pueden esterilizarse



Pueden esterilizarse

Apto para lavaplatos



Apto para lavaplatos

Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Contenido

Chupete de silicona: 2 piezas

Tapa a presión higiénica: 2 piezas

Funciones

Pueden esterilizarse

Sin BPA

Ayuda a calmar a su bebé

Tapa para higiene

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

