

PHILIPS

AVENT

Klassikaline lutt

Mugavuse tagamiseks

6–18 kuud

Ortodontilised ja BPA-vabad

Kahene komplekt



SCF197/22



Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks Erksate, värvikate kujundustega lutt

Lutid Philips Avent Classic aitavad beebit ööpäevaringselt rahustada. Meie erinevates värvides ortodontilise kokkulangeva nibuosaga lutid aitavad kaasa beebi suu loomulikule arengule.

Mugav ja pehme silikoonlutt

- Soodustab suu loomulikku arengut

Kvaliteedigarantii

- Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Ohutus ja hügieen

- Lihtsasti eemaldatav turvaline käepide
- Pealeklõpsatav kork hoiab teie beebi luti puhtana

Kerge puhastada

- Täiendava hügieeni tagamiseks lihtsasti steriliseeritav

Esiletõstetud tooted

Ortodontiline lutt



Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Valmistatud Ühendkuningriigis



Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Turvaline käepide



Turvaline käepide võimaldab luti beebi suust igal ajal lihtsasti eemaldada. Isegi väikesed käekesed saavad sellest kinni haarata!

Pealeklõpsatav kork tagab hügieenilisuse



Kui luti ei kasutata, pange sellele enne hoiundamist nibuosa ohutuse ja puhtuse tagamiseks pealeklõpsatav kork peale.

Kerge steriliseerida



Beebiluttide ja Soothie luttide puhtana hoidmine on lihtne, lihtsalt pange need steriliseerijasse või asetage keevasse vette.

Spetsifikatsioon

Mis on kaasas

Klassikaline lutt: 2 tk

Ohutus

Ohutusrõnga käepide
BPA-vaba

Hügieen

Kerge puhastada
Saab steriliseerida
Nõudepesumasinas pestav

