

**PHILIPS**

**AVENT**

Anillo adaptador de  
PP para biberones

Classic

SCF200/00



## Anillo adaptador para biberón Classic

### Biberón Avent

Siempre debe usar el anillo adaptador con el biberón Classic de Philips Avent, juntos conforman el sistema Classic anticólicos de dos piezas.

**Ventajas y características:**

- Producto libre de BPA

**Sistema anticólicos de dos piezas**

- El aire entra en el biberón, y no en la pancita de su bebé

## Destacados

### Exclusiva válvula anticólicos



El sistema anticólicos de dos piezas de Philips Avent consta de una tetina de Avent y un anillo adaptador. Mientras el bebé se alimenta, el exclusivo borde de la tetina de Avent se

flexiona para que el aire ingrese en el biberón y no en la pancita de su bebé. Como al amamantar, el bebé controla el flujo de leche.

### Sin BPA



Este producto no contiene BPA

## Especificaciones

### País de origen

Inglaterra

### Contenido

Anillo adaptador de PP: 3 piezas

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

### Material

Sin BPA\*

