

PHILIPS

AVENT

Anillo adaptador de
PP para biberones

Classic

SCF200/00



Anillo adaptador para biberón Classic

Biberón Avent

Siempre debe usar el anillo adaptador con el biberón Classic de Philips Avent, juntos conforman el sistema Classic anticólicos de dos piezas.

Ventajas y características:

- Producto libre de BPA

Sistema anticólicos de dos piezas

- El aire entra en el biberón, y no en la pancita de su bebé

Destacados

Exclusiva válvula anticólicos



El sistema anticólicos de dos piezas de Philips Avent consta de una tetina de Avent y un anillo adaptador. Mientras el bebé se alimenta, el exclusivo borde de la tetina de Avent se

flexiona para que el aire ingrese en el biberón y no en la pancita de su bebé. Como al amamantar, el bebé controla el flujo de leche.

Sin BPA



Este producto no contiene BPA

Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Contenido

Anillo adaptador de PP: 3 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Material

Sin BPA*

