

PHILIPS

AVENT

chupete ultra soft

Súper suave y flexible

6-18m

Anatómicos y sin BPA

Pack de 2

SCF211/22



El chupete más suave para la delicada piel de su bebé*

Protector flexible para un ajuste cómodo

Cuide la delicada piel de su bebé con el chupete ultra soft Philips Avent. Su protector flexible y muy suave se ajusta a la forma de las mejillas, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel; así podrá calmar a su bebé de manera más cómoda.

Tecnología de protección FlexiFit

- Protector suave y flexible para reducir las marcas en y la irritación en la piel
- Protector redondeado que ofrece más comodidad todos los días

Tetina cómoda y suave

- El 98% de los bebés aceptan tetinas de silicona de textura suave*
- Tetina suave con textura que ofrece una comodidad tranquilizante
- Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Funda de transporte y esterilización

- La esterilización en el microondas es un proceso seguro y fácil de realizar
- Pasos sencillos para realizar una esterilización confiable en tres minutos



asimpleswitch.com


Destacados

Protector suave y flexible



La piel delicada necesita cuidado adicional. Nuestra tecnología FlexiFit permite que este protector siga las curvas naturales del rostro del bebé para lograr un ajuste cómodo. Su bebé tendrá menos marcas e irritación en la piel.

Protector redondeado



Nuestro protector redondeado disminuye la presión y ofrece un efecto tranquilizante y cómodo, que es sutil para las mejillas de su bebé.

El 98% acepta tetinas de silicona



Los bebés saben lo que les gusta. Les preguntamos a las mamás cómo respondieron sus bebés a nuestras tetinas de silicona con textura y el 98% señaló que sus bebés aceptaron los chupetes ultra soft Philips Avent.

Tetina suave con textura



La tetina de silicona con textura sedosa de este chupete tranquiliza y calma al bebé.

Tetina anatómica



Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Esterilizador/ funda de transporte



Con nuestro estuche de transporte, podrá esterilizar el chupete de su bebé en el microondas y guardarlo de forma higiénica mientras se desplaza.

La funda facilita la esterilización



Coloque los chupetes bien enjuagados en el estuche, vierta 25 ml (9 fl. oz.) de agua e introdúzcalo en el microondas a 750-1000 W durante 3 minutos. Deje que se enfríe durante 5 minutos, extraiga el agua y listo.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Contenido

chupete ultra soft: 2 piezas

Accesorios incluidos

Esterilizador/funda de transporte: Y

Seguridad

Mango de seguridad: Y

Libre de BPA: Y

Higiene

Fácil de limpiar: Y

Puede esterilizarse: Y

Apto para lavavajillas: Y



- * Desarrollado en colaboración con madres y profesionales del área de la salud
- * En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017 se muestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft
- * Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
- * La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
- * Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
- * El 85 % de las madres encuestadas consideró que este chupete era más suave que ocho modelos similares de otras marcas líderes; estudio independiente realizado en EE. UU., febrero de 2017.