

Philips
Stérilisateur électrique à
vapeur



SCF225/10

Stérilise 9 biberons pour les repas de toute une journée

Stérilisation garantie en 10 minutes

Le nouveau stérilisateur électrique stérilise 9 biberons en seulement 10 minutes. La technologie vapeur spéciale effectue un nettoyage pendant 3 minutes à plus de 95°C pour garantir que les biberons et accessoires soient parfaitement stérilisés.

Stérilisation complète pour toute une journée

- Stérilisation vapeur à 95°C en 3 minutes
- Stérilisation garantie via la technologie vapeur

Grande capacité

- Stérilisation vapeur de 9 grands biberons ou de 6 biberons à col large
- Deux paniers pour tous les accessoires
- Tige centrale pour les bagues de serrage

Sécurité et fiabilité

- Arrêt automatique et protection contre les surchauffes
- Stérilisation en 10 minutes seulement
- Couvercle transparent

Facile à utiliser

- Pièces amovibles pour un nettoyage facile et rapide
- Rangement du cordon
- Aucun produit chimique

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques



Date de publication
2013-01-05

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com