

PHILIPS

AVENT

Weiche
Trinkschnäbel

6m+

SCF246/11



Weiche Trinkschnäbel

Trinkschnäbel für eine einfache Umstellung von der Flasche auf den Becher

Die weichen Philips Avent Trinkschnäbel SCF246/00 eignen sich für empfindliches Zahnfleisch und sind ideal geeignet für den Übergang vom Stillen oder von der Flasche zu einem richtigen Trinkbecher. Mit tropffreiem, einfach zu reinigendem Ventil.

Idealer Übergang zu einem richtigen Trinkbecher

- Sanft zum Zahnfleisch

Unkomplizierte Bedienung

- Austauschbar

Trinkflusssteuerung gegen Verschütten

- Patentiertes tropffreies Ventil

Besonderheiten

Weicher Trinkschnabel

Der weiche Trinkschnabel ist sanft zum Zahnfleisch.

Patentiertes tropffreies Ventil

Einfaches Trinken, einfache Reinigung

Austauschbar

Trinkschnäbel und Griffe können mit allen Philips Avent Flaschen und Bechern verwendet werden.

Daten

Lieferumfang

Weicher Trinkschnabel: 2 Stck.

Entwicklungsstufen

Schlafphasen: ab dem 6. Monat

Ursprungsland

China

Gewicht und Abmessungen

Produktmaße: 52 (T) x 83 (B) x 135 (H) mm

Produktmaße – ohne Aufsätze (netto):

50 x 50 x 60 (T x B x H) mm

Produktgewicht: 0,036 kg

