



Träningsset från flaska till mugg

- Natural
- 150 ml
- Från 4 månader
- 3 hål och normalt flöde

SCF251/00

Förenkla barnets övergång till mugg

Vårt nya Natural-träningspaket för övergång från flaska till mugg underlättar när barnet ska börja dricka ur en mugg. Tack vare de mjuka handtagen kan barnet hålla flaskan och dricka från den välbekanta dinappen själv.

Fördelar

Idealiskt första steg mot en mugg

- Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop
- Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil
- Mjukt träningshandtag för små händer

Bekvämt för dig och ditt barn

- Alla delar kan bekvämt maskindiskas

- Utbytbar napp och mjuk pip

Övriga fördelar

- Muggen är gjord av BPA-fritt material
- Kan användas med Philips Avent Natural- och Anti-colic-flaskor

PHILIPS

Funktioner

Unika och bekväma inlägg



Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerad ventil som motverkar tecken på kolik



Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Muggen kan maskindiskas



BPA-fria



Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt material.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Vad medföljer?

Träningssats från flaska till den första muggen	1 delar
Hygieniskt lock som knäpps på	1 delar
Mjuk dinapp med normalt flöde	1 delar
Storlek	150 ml

Utvecklingsstadier

Stadier	4 månader +
---------	-------------

Ursprungsland

Indonesien	Ja
------------	----

Material

Flaskmata	BPA-fri*
-----------	----------

Kompatibilitet med hela övriga utbudet



Philips Avent-muggen är kompatibel med Philips Avent Natural- och Anti-colic-flaskorna (undantaget glasflaskan), och alla andra Philips Avent-muggar (exklusive My Easy Sip- och My Big Kid-muggarna).

Ergonomiska träningshandtag



Med träningshandtagen kan barnet lättare hålla i muggen och dricka på egen hand. Handtagen är anpassade för små händer och de har även ett halkfritt grepp i gummi.

Utbytbar

De spillfria, mjuka piparna i Sip-serien är utbytbara med dinapparna i Natural-serien så att du smidigt kan byta från flaska till mugg när barnet är redo.

Napp	Polypropylen BPA-fri* Silikon
------	-------------------------------------

Vikt och mått

Antal F-lådor i A-låda	6 delar
------------------------	---------

Förpackningens mått

Höjd	19,80 cm
Bredd	12,50 cm
Djup	9,00 cm
Nettovikt	0,10 kg
Bruttovikt	0,11 kg
EAN	08710103648369
Antal produkter som medföljer	1
Ursprungsland	ID

Harmoniserad
systemkod

392410

Höjd 18,20 cm
Bruttovikt 0,85 kg
EAN 18710103648366
Antal konsumentför-
packningar 6

Yttre kartong

Längd 50,10 cm
Bredd 13,20 cm



data som kan komma att
ändras
2018, Juni 24
Version: 9.2.1
EAN: 08710103648369

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com