

PHILIPS

AVENT

Coussinets d'allaitement

Coussinets d'allaitement
jetables



SCF254/24



Confort et confiance ultimes

Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au long de votre période d'allaitement. Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.

Toucher soyeux

- Voile supérieur alvéolé

Ultra-absorbant

- Matière ultra-absorbante et cœur triple couche

Anti-fuites et respirant


- Couche externe anti-fuites et respirante

Ultra-fin et discret

- Emballage individuel hygiénique
- 2 bandes adhésives pour maintenir le coussinet en place
- Seulement 2 mm d'épaisseur en moyenne
- Développé avec une spécialiste


Points forts

Texture alvéolée



Le voile supérieur alvéolé est doux et agréable sur la peau.

Cœur ultra-absorbant




Le cœur ultra-absorbant permet de piéger l'humidité et de maintenir votre peau sèche jour et nuit.

Anti-fuites et respirant

La couche externe est respirante et anti-fuites, pour des vêtements secs.

Emballage individuel



Emballage individuel hygiénique idéal pour les déplacements.

2 bandes adhésives

2 bandes adhésives pour maintenir le coussinet en place.

Matériau ultra-fin

Les 2 mm d'épaisseur en moyenne et la forme ergonomique de ces coussinets contribuent à les rendre invisibles sous les vêtements.

Développé avec une spécialiste

Développé en collaboration avec une sage-femme et une conseillère en allaitement au service des mamans souhaitant allaiter depuis 20 ans.

Caractéristiques

Pays d'origine

Chine

Design

Design multi-couche
Ultra-fin
Forme ergonomique discrète
Texture alvéolée
Emballage individuel
2 bandes adhésives

Dimensions

Dimensions: 130 x 2 mm

Matériau

Coussinets d'allaitement: Duvet de cellulose, non-tissés et polymère super-absorbant

Inclus

Coussinet d'allaitement jetable: 24 Pièce(s)

