

PHILIPS

AVENT

Ηλεκτρικός θερμαντήρας για
μπιμπερό & βρεφική τροφή

220-240 V

SCF255



Ζεσταίνει γρήγορα και ομοιόμορφα

Ζεσταίνει σε 4 λεπτά

Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας για μπιμπερό & βρεφική τροφή της Philips AVENT αποτελεί το γρήγορο και ασφαλή τρόπο για να ζεσταίνετε το εξαγόμενο γάλα και τη βρεφική τροφή, καθώς ζεσταίνει 125ml/4oz γάλακτος σε θερμοκρασία δωματίου σε περίπου 4 λεπτά.

Εύκολο στο χρήση

- Γρήγορος και εύρηστος
- Ζεσταίνει ομοιόμορφα

Το πλεονέκτημα της Philips AVENT

- Χωράει όλα τα μπιμπερό, τα μαγικά κύπελλα και τα δοχεία της AVENT

Χαρακτηριστικά

Γρήγορος και εύρηστος

Απλά προσθέστε νερό και επιλέξτε ρύθμιση.
Ζεσταίνει 125 ml/4 oz γάλακτος σε θερμοκρασία
δωματίου σε περίπου 4 λεπτά.

Χωράει όλα τα μπιμπερό, τα μαγικά κύπελλα και τα
δοχεία της AVENT



Χωράει όλα τα μπιμπερό, τα μαγικά κύπελλα και τα
δοχεία της AVENT

Ζεσταίνει ομοιόμορφα

Δεν υπάρχουν θερμά σημεία επισφαλή για το μωρό.

Προδιαγραφές

Ρεύμα

Τάση: 220 - 240 V

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος: 570 g

Διαστάσεις: 138 (Υ) 132 (Π), 144 (Μ χιλ)

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται

Κουτάλι απογαλακτισμού: 1 τεμάχια

Θερμαντήρας μπιμπερό & βρεφικής τροφής:

1 τεμάχια

