

Scaldabiberon termico



- Riscalda il latte anche fuori casa
- Riscalda rapidamente
- Coperchio protettivo
- Riscalda anche la pappa

SCF256

Riscalda ovunque e in qualunque momento

Quando sei fuori casa e vuoi allattare il tuo bambino, questo scaldabiberon ti consente di riscaldare il latte ovunque. L'acqua bollita all'interno del contenitore termico mantiene la temperatura fino a 6 ore e potrai riscaldare il biberon in 2,5 minuti.

Vantaggi

Riscalda il latte anche fuori casa

- Scaldabiberon termico per latte caldo anche quando sei fuori casa

Pronto in soli 2,5 minuti

- Riscalda i biberon in soli 2,5 minuti

Facile e sicura da usare

- Facile sistema di apertura/chiusura

- Coperchio protettivo
- Semplicità d'uso
- Guida al riscaldamento
- Riscalda più pappe
- Compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent

Caratteristiche

Scaldabiberon termico

Questo scaldabiberon è ideale per l'uso fuori casa e non è necessaria l'energia elettrica. L'acqua bollita nel contenitore termico mantiene la temperatura fino a 6 ore e può essere utilizzata per riscaldare più biberon.

PHILIPS

Riscalda in soli 2,5 minuti



Lo scaldabiberon può riscaldare fino a 180 ml di latte in soli 2,5 minuti*.

Facile sistema di apertura/chiusura



Il pratico coperchio è stato progettato per evitare le perdite quando sei fuori casa. Specifica chiaramente le posizioni di apertura e chiusura ed è facile da pulire.

Coperchio protettivo



Il coperchio protettivo mantiene il biberon all'interno, garantendo un riscaldamento rapido e sicuro.

Semplicità d'uso

Non devi far altro che riempire il recipiente con l'acqua bollente travasandola dal contenitore termico, inserire il biberon e chiudere con il coperchio protettivo per un riscaldamento sicuro, facile e veloce.

Guida al riscaldamento



Sul recipiente è presente una guida al riscaldamento che indica, per ciascuna dimensione di biberon Philips Avent, il tempo richiesto per il riscaldamento, a seconda della temperatura del latte.

Riscalda più pappe



Riscalda più biberon con l'acqua calda contenuta in una borraccia termica pre-riempita (500 ml).

Completamente compatibile



Lo scaldabiberon è completamente compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent*. Ideale per riscaldare biberon e pappe con praticità.

Specifiche

Il presente è un opuscolo previdente. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto	200xø104,36 mm
Dimensioni della confezione per la vendita al dettaglio	105*105*207 mm

Larghezza	10,60 cm
Profondità	10,60 cm
Peso netto	0,54 Kg
Peso lordo	0,61 Kg
EAN	08710103628132
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	961700

Paese di origine

Prodotto in	Cina
-------------	------

Contenuto della confezione

Scaldabiberon	1 pz.
---------------	-------

Materiale del prodotto

Materiale del prodotto	acciaio inox (borraccia), PP (bicchiere e coperchio protettivo), PP/ABS (coperchio protettivo)
------------------------	--

Dimensioni dell'imballo

Altezza	21,00 cm
---------	----------

Scatola esterna

Lunghezza	23,00 cm
Larghezza	22,70 cm
Altezza	23,00 cm
Peso lordo	2,72 Kg
EAN	18710103628139
Numero di confezioni consumatori	4

* Per biberon da 180 ml con una temperatura di 20 °C

* I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.



Dati soggetti a modifiche
2016, Novembre 28

Version: 4.0.1
EAN: 08710103628132

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com