

PHILIPS

AVENT

Almohadilla térmica
2 en 1

Estimular y calmar

Uso en caliente o en frío

2 pcs

SCF258/02



Ayuda a estimular y calmar

Para estimular el flujo de leche antes de la toma

Los discos SCF258/02 de Philips Avent ayudan a estimular y calmar

Otras ventajas

- Desarrollados con una experta en lactancia materna
- Incluye fundas suaves

Calman y estimulan

- Uso en frío: para calmar los pechos doloridos o ingurgitados
- Uso en caliente: para estimular el flujo de leche antes de la lactancia materna

Destacados

Uso en frío



Para calmar los pechos doloridos o ingurgitados. Consérvela en la nevera o el congelador. Utilízela siempre con las fundas.

Desarrollados con una experta




Desarrollados junto con la matrona y asesora infantil Vicky Scott, que lleva ayudando a las madres con la lactancia materna 15 años.

Incluye fundas suaves



Para una mayor comodidad de la piel

Uso en caliente



Para estimular el flujo de leche antes de la lactancia materna. Humedezca ligeramente las fundas, ya que la humedad proporciona una sensación más cómoda y ayuda a la estimulación. Caliente el disco con agua caliente durante 10 minutos.

Especificaciones

Qué incluye

Almohadilla térmica 2 en 1: 2 uds

País de origen

China

Dimensiones y peso

Dimensiones: 175 x 175 x 40 mm

Diseño

Diseño con forma de pecho

Funda suave al tacto: Comodidad en la piel

Diseñados por expertos en lactancia materna

Funciones

Uso en frío: Calman los pechos doloridos

Uso en caliente: Estimulan el flujo de leche

