

PHILIPS

AVENT

Pernuță termică 2-
în-1

Stimulare și calmare

Utilizare caldă sau rece

2 buc.

SCF258/02



Ajută la stimulare și liniștire

Pentru stimularea debitului de lapte înainte de alăptare

Philips Avent SCF258/02 ajută la stimulare și liniștire.

Alte beneficii

- Dezvoltat împreună cu un expert în alăptare
- Include manșoane moi

Liniștește și stimulează

- Utilizare rece: pentru a calma sânii iritați sau congestionați
- Utilizare la cald - pentru stimularea fluxului de lapte înainte de alăptare

Repere

Utilizare la rece



Pentru calmarea sânilor iritați sau congestionați. A se păstra în frigider sau congelator. A se utiliza întotdeauna cu manșoane.

Dezvoltate împreună cu un expert




Dezvoltat cu moașa și consilierul pentru copii Vicky Scott care a încurajat timp de 15 ani mamele să-și alăpteze copiii.

Include manșoane moi



Pentru mai mult confort la contactul cu pielea

Utilizare la cald



Pentru stimularea fluxului de lapte înainte de alăptare. Umezește ușor manșoanele, deoarece căldura umedă conferă o senzație de confort sporit și ajută la stimulare. Încălzește perna în apă fierbinte timp de 10 minute.

Specificații

Include

Pernă încălzită 2-în-1: 2 buc.

Țara de origine

China

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni: 175 x 175 x 40 mm

Design

Design în formă de sân

Manșon moale: Confort la contactul cu pielea

Design realizat de un expert în alăptare

Funcții

Utilizare la rece: Calmează sâni iritați

Utilizare la cald: Stimularea fluxului de lapte

