

PHILIPS

AVENT

Термонакладки "2 в 1"

Стимуляция или успокоение

Использование в охлажденном/
теплом виде

2 шт.

SCF258/02



Стимуляция и смягчение

Стимуляция притока молока перед кормлением

Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока.

Другие преимущества

- Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания
- В комплект входят мягкие чехлы

Успокаивает и стимулирует

- Использование термонакладки в охлажденном виде успокаивает болезненную и набухшую грудь
- Использование теплой термонакладки помогает стимулировать выделение молока перед кормлением грудью

Особенности

Использование охлажденной термонакладки



Снятие боли и неприятных ощущений при набухании молочных желез. Охладите в холодильной или морозильной камере. Всегда используйте вместе с чехлом.

Разработано при участии эксперта




Разработано при участии Вики Скотт, акушерки и консультанта по грудному вскармливанию. Вики Скотт на протяжении 15 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

В комплект входят мягкие чехлы



Для более комфортных ощущений на коже

Использование теплой термонакладки



Стимуляция притока молока перед кормлением. Смочите слегка чехол, т.к. влажное тепло создает дополнительный комфорт и способствует лучшей стимуляции. Подержите термонакладку в горячей воде в течение 10 минут.

Характеристики

В комплект входят:

Термонакладка 2 в 1: 2 шт.

Страна изготовления

Китай: Да

Размеры и вес

Размеры: 175 x 175 x 40 миллиметра

Дизайн

Дизайн, повторяющий форму груди: Да

Мягкий на ощупь чехол: Приятен для кожи

Разработана специалистами в области грудного вскармливания: Да

Функции

Использование охлажденной термонакладки:

Снятие болезненных ощущений

Использование теплой термонакладки: Стимуляция притока молока

