

# PHILIPS

## AVENT

Стерилизатор для СВЧ

SCF271/06



## Быстро и удобно

Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты\*

Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips AVENT для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.

### Исключительно быстро и просто

- Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь

### Легкий и компактный

- Удобен в поездках. Подходит для большинства микроволновых печей.

### Безопасен, прост в обращении

- Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

### Эффективная стерилизация

- Дополнительная защита благодаря естественной стерилизации паром

### Безопасен, прост в обращении

- Боковые ручки надежно закрывают крышку

## Характеристики

### Вес и габариты

Размеры: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм

Вес: 740 г

### Страна изготовления

Англия: Да

### В комплект входит:

Стерилизатор для СВЧ: 1 шт.

Бутылочка для кормления (260 мл): 1 шт.

Бутылочка для кормления (125 мл): 1 шт.

Ультрамягкая соска с медленным потоком: 1 шт.

Ультрамягкая соска для новорожденных: 1 шт.

Соска для новорожденных:

1 шт.

Пинцет: 1 шт.

### Этапы взросления

Возраст: 0—6 месяцев

