

PHILIPS

AVENT

Стерилизатор для СВЧ

SCF271/07



Быстро и удобно

Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты

Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips AVENT для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.

Функции и особенности:

- Исключительно быстро и просто
- Легкий и компактный
- Идеален для дома и поездок
- Вместителен
- Безопасен, прост в обращении
- Эффективная стерилизация

Особенности

Исключительно быстро и просто



Просто налейте воду, загрузите стерилизуемые предметы и поместите в микроволновую печь на 2 мин. Стерилизация займет 2 мин при мощности 1100-1850 Вт, 4 мин при мощности 850-1000 Вт, 6 мин при мощности 500-850 Вт.

Легкий и компактный



Подходит для большинства микроволновых печей. Удобен в поездках.

Вместителен



Вмещает до 6 бутылочек Philips AVENT объемом 260 мл или 2 молокоотсоса Philips AVENT и 2 бутылочки Philips AVENT.

Безопасен, прост в обращении



Защелки надежно закрывают крышку, боковые ручки нагреваются меньше, что обеспечивает безопасность обращения со стерилизатором.

Эффективная стерилизация



Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.

Характеристики

Вес и габариты

Вес: 740 г

Размеры: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм

Страна изготовления

Англия: Да

В комплект входит:

Стерилизатор для СВЧ: 1 шт.

Пинцет: 1 шт.

Этапы взросления

Возраст: 0—6 месяцев

