

PHILIPS

AVENT

Esterilizador a vapor
de Microondas

SCF271/20



Ultra rápido y cómodo

Esteriliza 6 biberones en 2 minutos*

El diseño ligero y compacto del esterilizador a vapor para microondas SCF271/20 de Philips AVENT lo convierte en el sistema perfecto para usarlo dentro y fuera de casa. El contenido se conserva esterilizado hasta 24 horas si no se abre la tapa.

Ultra rápido y fácil de usar

- Simplemente añada agua, coloque los productos y métalos en el microondas

Compacto y ligero

- Ideal para viajes. Apto para la mayoría de los microondas.

Seguro y fácil de manejar

- El contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa

Seguro y fácil de utilizar

- Los cierres laterales fijan la tapa con seguridad

Gran capacidad

- Permite esterilizar seis biberones Philips AVENT

Destacados

Simplemente añade agua



Sólo tiene que añadir agua, colocar los productos y meterlos en el microondas durante 2 minutos. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia del microondas: 2 minutos a 1100-1850 vatios, 4 minutos a 850-1000 vatios, 6 minutos a 500-850 vatios.

Ideal para viajes



El esterilizador para microondas Philips AVENT se ha diseñado para adaptarse a la mayoría de los microondas del mercado. Su tamaño pequeño hace que sea cómodo para los viajes, garantizando que siempre tenga a mano un biberón esterilizado tanto si va a hacer un viaje corto de una noche o un viaje de vacaciones más largo. También es perfecto como esterilizador adicional para cuando el

pequeño vaya a casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (alto), 280 (ancho), 280 (largo) mm.

Cierres que fijan la tapa con seguridad



El esterilizador a vapor para microondas tiene unos cierres laterales para ofrecer una seguridad adicional. Los cierres cierran la tapa de forma segura de manera que el agua caliente no puede derramarse fácilmente cuando saque el esterilizador del microondas. Estos cierres laterales también se han diseñado para permanecer fríos y ayudarle a manejar el esterilizador de forma segura.

El contenido se mantiene esterilizado



El contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa

Permite esterilizar 6 biberones Philips AVENT



A pesar de su tamaño pequeño, este esterilizador para microondas es el único diseñado para esterilizar 6 biberones Philips AVENT. Mientras que la mayoría de los esterilizadores para microondas sólo pueden esterilizar 4 biberones, el esterilizador para microondas Philips AVENT le permite esterilizar los biberones de todo el día de una vez. También es adecuado para esterilizar extractores de leche.

Esterilización a vapor natural

Con la esterilización se trata de proteger al bebé de las bacterias de la leche especialmente dañinas hasta que su sistema inmunitario sea lo suficientemente fuerte. El esterilizador de Philips AVENT utiliza el método de los hospitales de esterilizar a vapor, un método rápido, fácil, eficaz y sin la utilización de agentes químicos de ningún tipo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tiempo de esterilización: 2 min. a 1100-1850 W, 4 min. a 850-1000 W, 6 min. a 500-800 W.

Capacidad: 200 ml

Peso y dimensiones

Peso: 740 g

Dimensiones: 166 (alto), 280 (ancho), 280 (profundo) mm

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Esterilizador a vapor para microondas: 1 uds

Pinzas: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses

