

# PHILIPS

## AVENT

Esterilizador  
eléctrico de vapor

SCF274/01



## Rápido y fácil de usar

### Con un solo botón

Este esterilizador es práctico y muy fácil de usar desde el inicio. Con solo pulsar un botón, esterilizará biberones y accesorios en sólo 8 minutos. Incluye dos biberones AVENT y útiles accesorios.

#### Rápido

- El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos

#### Fácil de usar

- Sólo agregue agua, cargue y encienda

#### Gran capacidad

- Pueden colocarse hasta seis biberones Philips AVENT

#### Seguro y fácil de usar

- Esterilice contenido por más tiempo

#### Esterilización eficaz

- Protección adicional mediante la esterilización a vapor natural

## Destacados

### Esterilización a vapor natural



Con la esterilización se trata de proteger al bebé de las bacterias de la leche especialmente dañinas hasta que su sistema inmunitario sea lo suficientemente fuerte. El esterilizador de Philips AVENT utiliza el método de los hospitales de esterilizar a vapor, un método rápido, fácil, eficaz y sin la utilización de agentes químicos de ningún tipo.

### Pueden colocarse hasta seis biberones



El esterilizador tiene un diseño inteligente que ocupa muy poco espacio en la cocina, pero que aún así admite hasta seis biberones Philips AVENT o dos extractores de leche Philips AVENT. Las dos cestas interiores se adaptan formando una cesta para el lavavajillas, lo que hace que la tarea de limpiar los pequeños artículos como chupetes y tetinas sea mucho más fácil.

### Sólo agregue agua



El esterilizador eléctrico es muy fácil de usar y hace que las tareas diarias de esterilización no requieran de esfuerzos. Solo agregue agua, cargue el esterilizador con el contenido que quiere esterilizar y encienda.

### Contenido esterilizado en 8 minutos



La ventaja de la esterilización a vapor es que es más rápida y segura que el método tradicional de hervir los biberones en una cacerola en la estufa. El esterilizador eléctrico sólo tarda 8 minutos en esterilizar una carga completa de 6 biberones, tetinas y tapas.

### Esterilice contenido por más tiempo



Una vez que el ciclo de esterilización finalice y si no se levanta la tapa, el contenido del esterilizador eléctrico Philips AVENT se mantendrá esterilizado hasta por 6 horas.

## Especificaciones

### Peso y dimensiones

**Dimensiones:** 320 (altura), 230 (ancho), 230 (largo) mm

**Peso:** 1,47 kg

### País de origen

Inglaterra

### Contenido

**Pinzas:** 1 piezas

**Chupón para recién nacidos:** 1 piezas

**Vaso medidor:** 1 piezas

**Cepillo para biberones y tetinas:** 1 piezas

**Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos:** 2 piezas

**Biberón ultra durable:** 125 ml/ 4 oz, 260 ml/ 9 oz

### Potencia

**Voltaje:** 220-240 V

### Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0 a 6 meses

