

# PHILIPS

## AVENT

Ηλεκτρικός  
αποστειρωτής με ατμό

220-240 V

SCF274/23



## Αποστειρώνει 6 μπιμπερό σε 8 λεπτά

### Γρήγορος και εύχρηστος

Γρήγορος και εύχρηστος

**Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:**

- Γρήγορος και εύχρηστος
- Αποστειρωμένα περιεχόμενα έως 6 ώρες
- Μεγάλη χωρητικότητα
- Αποτελεσματική αποστείρωση

## Χαρακτηριστικά

### Γρήγορος και εύρηστος



Απλά προσθέστε νερό, βάλτε τα περιεχόμενα, ενεργοποιήστε τον και τα περιεχόμενα θα είναι αποστειρωμένα και έτοιμα για χρήση σε περίπου σε 8 λεπτά.

### Αποστειρωμένα περιεχόμενα έως 6 ώρες



Τα περιεχόμενα παραμένουν αποστειρωμένα έως 6 ώρες εάν δεν ανοίξει το καπάκι.

### Μεγάλη χωρητικότητα



Χωράει μέχρι 6 μπιμπερό AVENT 260 ml/9oz ή δύο θήλαστρα Philips AVENT και εξαρτήματα.

### Αποτελεσματική αποστείρωση



Η αποστείρωση με ατμό είναι αποδεδειγμένα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία του μωρού σας από τα επιβλαβή βακτήρια. Βάσει των νοσοκομειακών αρχών, η έντονη θερμότητα του ατμού εξουδετερώνει τα επιβλαβή βακτήρια.

## Προδιαγραφές

### Ρεύμα

Τάση: 220 - 240 V

### Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις: 313 (Υ) 235 (Π), 235 (Μ) χιλ

Βάρος: 1,575 κ.

### Χώρα προέλευσης

Αγγλία: ΝΑΙ

### Τι περιλαμβάνεται

Γρήγορος ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού:

1 τεμάχιο

Μπιμπερό Airflex (260 ml/ 9 oz): 1 τεμάχιο

Μπιμπερό Airflex (125 ml/ 4 oz): 1 τεμάχιο

Πολύ μαλακή θηλή αργής ροής: 1 τεμάχιο

Πολύ μαλακή θηλή ροής για νεογνά: 3 τεμάχιο

Πιπίλα νεογνών: 2 τεμάχιο

Λαβίδα: 1 τεμάχιο

Βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών:

1 τεμάχιο

Δοχείο μέτρησης: 1 τεμάχιο

### Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

